

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ»

414040 г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, 43/2
Телефон: 51-29-23, 44-23-06
Факс: (8512) 51-29-23
e-mail: cozs@astrobl.ru
ОКПО 31708543, ОГРН 1023000844162
ИНН/КПП 3015015534/301501001
от «25» 12 2025г. № 01-09-1167

Генеральному директору
ООО «Петр Телегин»
П.В. Телегину

Отзыв на аппарат BPLab Angio

(Система для объемной сфигмографии «BPLab Angio» по ТУ 26.60.12-001-39238870-2021)

Производство ООО «Петр Телегин» Нижний Новгород.

Уважаемый Петр Венедиктович!

Сообщаем Вам, что в течение 2-х лет в ГБУЗ АО «ЦОЗСиР» г. Астрахань используется аппарат BPLab Angio 4, обеспечивающий получение объективных данных по артериальному давлению у беременных.

В соответствии с клиническими рекомендациями «Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия» пациенткам необходимо измерять артериальное давление (АД) на двух руках, по 2 раза на каждой руке с интервалом не менее минуты. Если на разных руках наблюдается разница АД ≥ 5 мм рт. ст., тогда производят одно дополнительное измерение, при этом два последних значения усредняются.

Прибор BPLab Angio, используемый в режиме профессионального двухканального тонометра, успешно справляется с этой задачей при этом следует подчеркнуть, что:

- аппарат измеряет давление одновременно на двух руках и автоматически принимает решение о количестве измерений в серии с вычислением "умного среднего АД" в полном соответствии с клиническими рекомендациями;

- в приборе используется алгоритм измерения АД, прошедший клиническую валидацию точности измерения АД именно у беременных и пациенток с сахарным диабетом; при этом известно, что указанная категория пациентов имеет сильно измененный тип гемодинамики, а потому большинство представленных на рынке автоматических тонометров для этой группы не подходят;

- в комплект аппарата входит широкий ряд разных размеров манжет.

Кроме того аппарат BPLab Angio измеряет и ряд других показателей (пульсовое давление, параметры жесткости сосудистой стенки), имеющих важное значение для диагностики и прогнозирования осложнений беременности.

Работа на аппарате не требует высокой квалификации медицинского персонала, аппарат прост и удобен в работе.

Исходя из опыта использования прибора в нашем медицинском учреждении, производителю было рекомендовано разработать 2-х канальный вариант сфигмографа с дополнительной возможностью проведения ортостатических проб, что и было осуществлено в рамках варианта исполнения BPLab Angio 2 (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 13 ноября 2024 года № РЗН 2022/18540).

Основываясь на положительном опыте работы в ГБУЗ АО «ЦОЗСиР» г.Астрахани с аппаратом BPLab Angio, считаем возможным рекомендовать данный аппарат для работы с любой категорией беременных как в амбулаторных, так и стационарных условиях учреждений системы здравоохранения (женские консультации, родильные дома, перинатальные центры, многопрофильные лечебные учреждения).

Отмечаем удобство в работе, техническую надежность, точность измеряемых параметров.

Использование аппарата BPLab Angio позволяет снизить частоту диагностических ошибок при прогнозировании развития гестационных осложнений.

С уважением,

главный врач ГБУЗ АО «ЦОЗСиР»



Волынская Евгения Владимировна